

HAF/2

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

W x L x H 900 x 600 x 1380 mm

Gewicht ca. 415 kg

Stromversorgung und -verbrauch

Spannung 400 V, 50 Hz, 3-Phasen-Wechselstrom, oder wie benötigt

Mittelpunktsleiter Nicht erforderlich

Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme max. 4 kVA

Druckluftversorgung und -verbrauch

Druck-Einstellwert 0,6 MPa (\pm 6 bar)

Verbrauch 6 dm³/Zyklus (max. 250 dm³/min in der Spitze)

Spannvorrichtung

Art 3-Backen-Drehfutter

Minimaler Probendurchmesser 10 mm

Maximaler Probendurchmesser 70 mm

Spindeldrehzahl 2500, 3500 and 4500 min⁻¹, per Schalter auswählbar

Optionen (nicht im Maschinenpreis enthalten)

- Integrierte Absaugung
- Spezialfräskopf mit Wolframkarbid- Schneidplatten
- Spezialfräskopf mit Diamanten- Schneidplatten