

HP-PD6

Technische Daten

Farbe:	Weiß, RAL 7.035
Beschriftung:	Deutsch
Betriebsanleitung:	1 Kopie, deutsch

Abmessungen: 2.130 x 1.100 x 1.500 mm

Gewicht: Ca. 550 kg

Größe der Pressringe: 51,5 x 31,5 x 8,6 mm

Stromversorgung und –verbrauch:

Spannung:	400 V, 50 Hz, 3-Phasen-Wechselstrom
Mittelpunktsleiter:	Nicht erforderlich
Leistungsaufnahme:	Ca. 2 kVA

Druckluftversorgung und –verbrauch:

Druck:	Min. 5 bar, max 10 bar
Verbrauch:	Ca. 1.700 dm ³ / N pro Probe
Anschlussstutzen:	ND = 13 mm

Entsorgungsanschlüsse:

Lage:	Unten am Maschinenständer
Außendurchmesser Absaugstutzen:	80 mm

Material: Trocken, puderförmig, Partikelgröße 90 µm

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE- Vorschriften.
Technische Änderungen vorbehalten.